

# Alter mini

ポータブル電気治療器 オルタシリーズ

SAKAimed

明日に踏み出すチカラ。酒井医療

リハビリテーションを  
もっと便利で、快適に。

持ち運びも  
操作も楽チンな、  
充電式  
ハンディタイプ。

福祉施設や家庭での低周波治療に

# オルタミニ ALT-100

医療機器認証番号 第226AFBZX00032000号

## Alter mini



これも、あれも。コンパクトボディなのに、多彩な機能を搭載。

### 筋肉のこりや神経の痛みを和らげる TENSモード。

肩が凝る、腰が痛い、膝が痛い。  
神経痛・筋肉痛の痛みの緩和には  
5種のTENSモードをご利用ください。



### 筋肉を刺激して、運動を促す EMSモード。

自分では動かしにくい筋運動に。  
マヒした筋肉の萎縮予防や、マヒ筋に対する  
関節運動などに効果があると言われる  
2つのモードをご用意しました。



### 疲れた体をリフレッシュ。 マイクロカレントモード。

微弱電流のマイクロカレントモードは、生体電流に近い  
微弱な電流で繊細なマッサージ効果が期待できます。  
一日の最後にご活用ください。



#### 【仕様】

寸法/136(W)×80(D)×28(H)mm 質量/200g  
電源/DC5V・専用ACアダプタUCB312-0520 分類/家庭用低周波治療器  
保護の形式と程度/クラスII機器 治療モード/TENS、EMS×2、MCC×2  
出力チャンネル数/2チャンネル タイマー設定/1~60分  
付属品/ACアダプタ、導子コード2本、粘着導子φ70mm1袋(4枚入)

モード	出力周波数	出力電流	パルス幅
TENS	1kHz	16mArms	40μsec
EMS	1kHz	16mArms	40μsec
MCC1	333Hz	750μArms	1msec
MCC2	0.3Hz	100μArms	100msec

## 酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801  
www.sakaimed.co.jp

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 札幌営業所 (北海道)               | Tel: 011-780-5570 |
| 盛岡営業所 (青森・秋田・岩手)          | Tel: 019-656-5336 |
| 仙台営業所 (宮城・山形・福島)          | Tel: 022-390-6840 |
| 新潟営業所 (新潟)                | Tel: 025-278-4777 |
| 埼玉営業所 (埼玉・群馬・栃木)          | Tel: 048-662-4560 |
| 千葉営業所 (千葉・茨城)             | Tel: 047-497-3691 |
| 東京営業所 (東京都23区)            | Tel: 03-5227-5779 |
| 西東京営業所 (東京都下)             | Tel: 042-330-7621 |
| 横浜営業所 (神奈川・静岡)            | Tel: 045-590-5485 |
| 名古屋営業所 (愛知・岐阜・三重)         | Tel: 052-263-9867 |
| 長野営業所 (山梨・長野)             | Tel: 0263-40-5014 |
| 金沢営業所 (石川・富山・福井)          | Tel: 076-292-1161 |
| 関西第1営業所 (京都・滋賀・奈良・和歌山)    | Tel: 06-6386-3545 |
| 関西第2営業所 (大阪)              | Tel: 06-6386-3545 |
| 神戸営業所 (兵庫)                | Tel: 078-579-6236 |
| 広島営業所 (広島・岡山・島根・鳥取・山口)    | Tel: 082-830-0420 |
| 高松営業所 (香川・徳島・愛媛・高知)       | Tel: 087-865-0715 |
| 福岡営業所 (福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄) | Tel: 092-573-7133 |
| 鹿児島営業所 (鹿児島・宮崎)           | Tel: 099-252-5251 |

#### 取扱店



JQA-QMA12289

A131 2014.10